

## ЭНДОКОРРЕКТОР-ФИКСАТОР ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

**ПРЕДНАЗНАЧЕН** для коррекции воронкообразной деформации грудной клетки у подростков и детей с синдромом Марфана.



**Тип 1** Стержень  $L=110\div 240$  мм с шагом  $10$  мм.  
Толщина стержня  $3$  мм, ширина  $6$  мм.  
Планка  $L=30\div 50$  мм с шагом  $10$  мм.  
Материал изготовления – титан BT-6.



**Тип 2** Стержень  $L=260\div 360$  мм  
с шагом  $10$  мм.  
Толщина пластины  $3$  мм, ширина  $11$  мм.  
Планка  $L=50$  мм.  
Материал изготовления – титан BT-6.