


ТИТАНОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОКЦИПИТОСПОНДИЛОДЕЗА (тип 1)



Конструкция состоит из шейных ламинарных крючков, затылочных крючков, затылочно-шейного стержня, блокирующих гаек и поперечной стяжки (коннектор). **ПРЕДНАЗНАЧЕНА** для задней фиксации верхнешейного отдела позвоночника при его тяжелых повреждениях и заболеваниях.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- повреждения
- деформации (*приобретенные и врожденные*)
- опухоли

Стандартная комплектация

№	Каталожный номер	Наименование	Количество на один комплект
1	A0100	Штанга d=5,0 мм, L=150 мм	2
2	A0101	Крючок шейный	4
3	A0102	Крючок черепной	4
<i>Узел перемычки:</i>			
4	A0105	- Крючок перемычки	2
5	A0106	- Брусок	1

Монтажный инструмент для установки

№	Каталожный номер	Наименование	Количество на один комплект
1	AM0113	Сверло	1
2	AM0114	Держатель крючка шейного	1
3	AM0115	Держатель крючка черепного	1
4	AM0116	Шило	1
5	AM0117	Ложечка для крючка черепного	1
6	AM0119	Ключ специальный	1
7	BM0002	Ключ торцевой (S=3,5мм)	1