

ТИТАНОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОКЦИПИТОСПОНДИЛОДЕЗА (тип 2)



В конструкции заложена возможность интраоперационного изменения угла между черепной и шейной штангами. Конструкция может комплектоваться как полиаксиальными винтами, так и крючками по требованию заказчика.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА для задней фиксации верхнешейного отдела позвоночника при его тяжелых повреждениях и заболеваниях.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- повреждения
- деформации (*приобретенные и врожденные*)
- опухоли

Стандартная комплектация

№	Каталожный номер	Наименование	Количество на один комплект
1	A0109	Штанга шейная (Ø 4)	2шт.
1	A0110	Штанга черепная (Ø 4)	2шт.
2	A0102	Крючок черепной	4шт.
3	A0104	Шуруп полиаксиальный	4шт.
4	A0111	Узел соединительный	2шт.
5	A0112	Крючок перемычки (Ø 4)	2шт.
6	A0106	Брусок	1шт.

Монтажный инструмент для установки

№	Каталожный номер	Наименование	Количество на один комплект
1	AM0113	Сверло	1шт.
2	AM0116	Шило	1шт.
3	AM0117	Ложечка для крючка черепного	1шт.
4	AM0120	Ключ специальный	1шт.
5	AM0121	Ключ комбинированный	1шт.
6	AM0122	Ключ для полиаксиального шурупа	1шт.