





**Таблица 1 –Эндопротез шейный**

№ п/п	№ по каталогу	Наименование	Маркировка
			
1	K0071	Эндопротезшейный без покрытия(L=18...22 мм)	 L18-22 K0071 

**Таблица 2 – Винты шейные**

№ п/п	№ по каталогу	Наименование	Маркировка
			
		Винт шейный без покрытия(блокирующий,Ø4/M5x1).	
1	B0203/1	Винт шейный без покрытия(L=12 мм)	не маркировать
	B0203/2	Винт шейный без покрытия(L=14 мм)	не маркировать
	B0203/3	Винт шейный без покрытия(L=16 мм)	не маркировать
	B0203/4	Винт шейный без покрытия(L=18 мм)	не маркировать
	B0203/5	Винт шейный без покрытия (L=20 мм)	не маркировать

**Таблица 3 – Монтажный инструмент для эндопротеза тел позвонков шейного отдела.**

№ п/п	№ по каталогу	Наименование	Маркировка	Кол-во, шт.
				
1	BM0212	Шило шейное №1	 BM0212 Euras	2
				
2	BM0213	Шило шейное №2	 BM0213 Euras	1
				
3	BM0214	Направитель шейный (L=105мм)	 BM0214 Euras	2
				
4	BM0215	Ключ-цанга шейная.	 BM0215 Euras	1