

ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ВЕНТРАЛЬНОГО ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО СПОНДИЛОДЕЗА



СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Каталожный номер | Наименование |
|--------|------------------------|--------------------------------------|
| 1...13 | V0301/1... V0301/13 | Пластина L=40...100мм. (шаг 5 мм) |
| 14 | V0302/1 | Винт Ø 5,0 L=15 мм. |
| 15 | V0302/2 | Винт Ø 5,0 L=20 мм. |
| 16 | V0302/3 | Винт Ø 5,0 L=25 мм. |
| 17 | V0302/4 | Винт Ø 6,0 L=30 мм. |
| 18 | V0302/5 | Винт Ø 6,0 L=35 мм. |
| 19 | V0302/6 | Винт Ø 6,0 L=40 мм. |
| 20 | V0302/7 | Винт Ø 6,0 L=45 мм. |
| 21 | V0302/8 | Винт Ø 6,0 L=50 мм. |
| 22 | V0302/20 | Винт Ø 6,0 L=15 мм. |
| 23 | V0302/21 | Винт Ø 6,0 L=20 мм. |
| 24 | V0302/22 | Винт Ø 6,0 L=25 мм. |
| 25 | V0303 | Винт стопорной |

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для передней внутрителовой фиксации грудного и поясничного отделов позвоночника при его повреждениях и заболеваниях.

Показания к применению:

- повреждения
- деформации
- опухоли

Монтажный инструмент для имплантатов для переднего спондилодеза (груднопоясничных пластин)

| № п/п | Каталожный номер | Наименование | Количество |
|-------|------------------|-----------------------|------------|
| 1 | VM0311 | Держатель пластин | 1 |
| 2 | VM0312 | Шило №1 | 2 |
| 3 | VM0313 | Шило №2 | 1 |
| 4 | VM0314 | Направитель | 2 |
| 5 | VM0315 | Ключ-цанга на 3,5 мм. | 1 |

