

## ТИТАНОВЫЕ ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ МЕЖТЕЛОВОГО СПОНДИЛОДЕЗА (кейджи)

**ВСЕ** типы имплантатов изготовлены из биоинертного, диамагнитного, биосовместимого титанового сплава, что позволяет проводить в послеоперационном периоде магнитно-резонансную томографию (МРТ).

**КРУГЛЫЕ КЕЙДЖИ** – предназначены для межтелового спондилодеза шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, из заднего и переднего хирургического доступа, при повреждениях и заболеваниях позвоночника.



**КЕЙДЖИ**

Отдел	Шейный		Грудной						Поясничный					
Диаметр	11	11	13	13	13	15	15	15	17	17	17	19	19	19
Длина	12	15	20	25	30	20	25	30	20	25	30	20	25	30

**Показания к применению:**

- Дегенеративные заболевания диска спондилодез
- Грыжа диска
- Спиноз
- Травма

**ПЛОСКИЕ тип 1**

Диаметр, мм	Высота, мм				
14	5	7	9	11	13



**КЕЙДЖИ ПРЯМЫЕ**



Длина, мм	Высота, мм			
20	7	9	11	13
25	7	9	11	13
30	7	9	11	13
35	7	9	11	13

**КЕЙДЖИ ОВАЛЬНЫЕ**

**Состав необходимого монтажного инструмента для кейджа прямого или овального:**

- держатель кейджа
- риммер (4-е) типоразмера
- пробник (16) типоразмеров
- цанга для пробника



L, мм	Высота, мм			
20	8	10	12	14
25	8	10	12	14
30	8	10	12	14
35	8	10	12	14